

# REXONEYE

## TRATTAMENTO DELL'OCCHIO SECCO

RISULTATI EFFICACI  
E DURATURI





## TRATTAMENTO REXON-EYE

La malattia dell'occhio secco colpisce centinaia di milioni di pazienti in tutto il mondo e può influire in modo rilevante sulla qualità della loro vita quotidiana.

Per lungo tempo non sono state disponibili terapie per il trattamento dell'occhio secco che avessero effetti stabili e duraturi.

**L'EFFICACIA DI REXON-EYE NEL TRATTAMENTO DELL'OCCHIO SECCO È CLINICAMENTE PROVATA.**

## EFFETTI DURATURI

Rexon-Eye propone una soluzione del tutto innovativa, non invasiva e con effetti duraturi per il trattamento di tutte le tipologie di occhio secco.

Stimola il metabolismo e la naturale rigenerazione delle cellule con risultati a lungo termine evidenti e costanti nel tempo.

Il trattamento è apprezzato da pazienti di tutto il mondo.

## IL PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO INTRODOTTO DA REXON-EYE È LA QMR<sup>®</sup> - RISONANZA QUANTICA MOLECOLARE.

### COME FUNZIONA

La terapia consiste in 4 sessioni di trattamento da 20 minuti ciascuna a intervalli di una settimana.

Un trattamento piacevole e rilassante per il paziente con benefici in tempi brevi e duraturi.

La terapia con Rexion-Eye funziona con successo per tutti i tipi di secchezza oculare sia di origine evaporativa che iposecretiva.



### Vantaggi:

- Unico trattamento con QMR efficace sia sulle ghiandole di meibomio sia sulle ghiandole lacrimali;
- confortevole, rilassante e non doloroso;
- non invasivo;
- non prevede di dover distendere il paziente;
- non necessita l'uso di gel;
- non è previsto alcun costo aggiuntivo "per procedura".

La terapia con REXON-EYE<sup>®</sup> non è invasiva, non provoca alcun dolore o fastidio, non richiede analgesici o sistemi di raffreddamento della cute (es. gel). Durante il trattamento, i pazienti sperimentano solo una sensazione leggera e piacevole di calore nella regione coperta dalla maschera.

Il dispositivo Rexion-Eye è utilizzato con successo in tutti i pazienti affetti da DED, sia di tipo 'aqueous deficient' (ADDE) sia di tipo evaporativo (EDE). Il trattamento promuove la rigenerazione del sistema di produzione lacrimale, stimolando l'attività dei tessuti ghiandolari coinvolti (inoltre anche la leggera ipertermia generata dalla corrente elettrica sulla superficie oculare per effetto Joule aiuta a riattivare la secrezione lacrimale fisiologica).



L'induzione di lacrime naturali in maggiore quantità e migliore qualità porta a un riequilibrio fisiologico del film lacrimale, con risultati significativi dal punto di vista clinico e soggettivo.

## LA TECNOLOGIA QMR®

La tecnologia rivoluzionaria brevettata in campo medico alla base del trattamento REXON - EYE La Quantum Molecular Resonance (QMR), è una tecnologia innovativa e unica, sviluppata e brevettata in tutto il mondo da Telea Electronic Engineering srl. Ciò che rende la tecnologia QMR unica e innovativa è la capacità di agire sul tessuto biologico senza indurre un innalzamento termico. Questo è possibile grazie ad uno spettro di frequenze tale per cui l'energia trasferita al tessuto interagisce direttamente a livello molecolare. Studi condotti sui cromosomi, sull'apoptosi, sulle proteine e su 28.000 geni hanno confermato la sicurezza biologica volta a garantire l'assenza di danno cellulare nel paziente.



**Studio Oculistico**  
di Antonio Gravina

Via Nazionale Appia, 81  
Centro Le Corti, 81040 CURTI - Caserta  
SCALA C - 2 PIANO INTERNO 7  
Tel. 0823 798210